

präsentiert



Der Dignity Toilettenstuhl
gibt dem Nutzer wieder mehr
Würde und Unabhängigkeit.



Multifunktionelle Fernbedienung inklusive



Der Toilettenstuhl Dignity ist ein geschlossenes, fahrbares Toilettenstuhlsystem mit Bidet-Funktion zum Waschen und Trocknen des Intimbereiches, so dass dem Benutzer dabei keine Pflegeperson behilflich sein muss. Der Toilettenstuhl ist nach Anschluss an das Stromnetz sofort einsatzbereit.

Der Wasserbehälter kann seitlich entnommen und einfach mit Leitungswasser aufgefüllt werden.

Dank zweier Transportrollen lässt sich der Toilettenstuhl Dignity schnell und leicht an den gewünschten Aufstellort bringen. Der abgestellte Toilettenstuhl bleibt dann zur Benutzung stabil und unverrückbar stehen.



Die Sitzfläche kann auf eine für den Benutzer angenehme Temperatur beheizt werden. Durch das Betätigen einer Taste auf dem seitlich fest installierten Bedienteil oder der multifunktionellen Fernbedienung, die z.B. auch mit den Füßen zu bedienen ist, wird ein regulierbarer warmer Wasserstrahl zur Reinigung des Benutzers eingeschaltet. Das Wasser wird in der Bidet-Einheit thermostatisch auf eine angenehme und beruhigende Temperatur erwärmt. Für die besondere Pflege besteht die Möglichkeit, ein paar Tropfen sanfte Waschemulsion in den Reinigungsbehälter zu geben.

Nach dem Wasserstrahlzyklus schaltet die Bidet-Einheit automatisch auf ihre Warmluftfunktion um. Der trocknende Luftstrahl schließt das Risiko von Reibung und Wundsein durch Abwischen oder Abreiben aus.

Die Wassersprühdüse wird vor und nach jedem Gebrauch in einem Selbstreinigungsverfahren, welches höchsten Hygienemaßstäben gerecht wird, gesäubert. Bei Bedarf kann sie zur Reinigung entfernt werden.

Der Abfall wird im Hygienebehälter (oder in einem speziellen Plastikbeutel mit absorptionsfähiger Auskleidung) gesammelt und kann dann problemlos entsorgt werden. Der Hygienebehälter hat einen Deckel, der sich verriegeln lässt, so dass die Abfälle einfach und diskret entsorgt werden können.

Der Toilettenstuhl Dignity ist zwecks leichter Reinigung aus hygienischem weißem Kunststoff und kunststoffbeschichtetem Stahl hergestellt. Verschüttungen oder Spritzer bleiben innerhalb der Einheit und gelangen nicht auf den Fußboden. Die Bidet-Einheit kann vom Hauptteil des Toilettenstuhls getrennt werden, so dass der Toilettenstuhl ohne die elektrischen Bauteile von Hand oder im Autoklaven gereinigt werden kann.



Für das besondere Bedürfnis ist der Toilettenstuhl Dignity auch sprachgesteuert erhältlich.

Indikationen:

- Muskeldystrophie
- Infantile Cerebralparese
- Dysmelie
- Diparese
- und weitere

Lieferumfang:

- Fahrenbares Toilettenstuhl-System
- Bidet-Funktion
- Warmluft-Funktion
- Multifunktionelle Fernbedienung
- Beheizbare Sitzfläche
- Herausnehmbare Wasser- und Hygienebehälter mit Deckel

Zubehör:

- Sprachsteuerung

Technische Daten:	Dignity
Höhe bis zu den Armlehnen:	640 bis 690 mm
Stellfläche Breite:	610 mm
Stellfläche Tiefe:	550 mm
Breite zwischen den Armlehnen:	515 mm
Gewicht:	20 kg
Maximales Benutzergewicht:	190 kg

ato form gmbh®
...mehr Lust am Leben

D-63877 Sailauf • Zur Lauterhecke 34
Tel: 0 60 93 / 944-0 • Fax: 0 60 93 / 944-444
info@ato-form.com

www.ato-form.com

Wir weisen darauf hin, dass wir uns für alle in diesem Prospekt abgebildeten Produkte Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten. Diese Änderungen können sich auch auf Farben und Stoffe beziehen. Die Abbildungen zeigen entweder Standardmodelle oder Produktvarianten (z. B. mit Zubehör). Berücksichtigen Sie bitte diesen Aspekt bei Bestellungen aufgrund von Abbildungen. Druckfehler behalten wir uns vor. Stand September 2011.